



Peser le solide dans la
coupelle de pesée.




Agiter la fiole jaugée pour
homogénéiser.



Ajouter de l'eau jusqu'au 2/3
de la fiole jaugée.




Remplir la fiole jaugée
jusqu'au trait de jauge.



Agiter jusqu'à dissolution
complète du solide.



Verser le solide dans la fiole
jaugée.




Peser le solide dans la
coupelle de pesée.




Agiter la fiole jaugée pour
homogénéiser.



Ajouter de l'eau jusqu'au 2/3
de la fiole jaugée.



Remplir la fiole jaugée
jusqu'au trait de jauge.



Agiter jusqu'à dissolution
complète du solide.



Verser le solide dans la fiole
jaugée.